


ChitoGauze® XR Pro



Panoramica

ChitoGauze® PRO è una garza impregnata di chitosano piegata a soffietto. Il chitosano è un polisaccaride biocompatibile presente in natura le cui proprietà emostatiche potenziano la capacità della garza medica di controllare il sanguinamento. Il consistente strato di chitosano, applicato in modo uniforme sulla garza consente un'interazione ottimale con la ferita per il controllo efficace del sanguinamento. Il chitosano riduce ulteriormente le emorragie aiutando il cerotto ad adattarsi al sito della ferita fornendo nel contempo una barriera fisica che impedisce il sanguinamento. Questo meccanismo d'azione supporta la coagulazione localizzata all'interno della garza e su di essa per fermare il sanguinamento in modo rapido e indipendentemente dalla cascata della coagulazione. Il cerotto si adatta subito alle superfici della ferita con geometrie complesse per consentire un efficace tamponamento del sanguinamento.

Principali vantaggi

- Fornisce un controllo immediato del sanguinamento e la migliore cura possibile del paziente in situazioni di emergenza e sul campo di battaglia.
- Ottimo rapporto qualità-prezzo: costo inferiore rispetto ad altre soluzioni.
- Emostasi rapida: interrompe il sanguinamento, dal lieve trasudamento al sanguinamento arterioso grave in pochi minuti.
- Soluzione affidabile: comprovata efficacia sul campo di battaglia e in traumatologia.
- Facile da usare: applicazione e rimozione intuitive.
- Sicurezza: non contiene agenti di pro-coagulazione; funziona indipendentemente dalla cascata della coagulazione.
- Codice prodotto: FA0958

Specifiche



Dimensioni della confezione: 7,5 cm x 3,70 cm



Peso: 20,5 g