


ChitoGauze® XR Pro



Descrição geral

A ChitoGauze® PRO é uma gaze impregnada em quitosana, dobrada em Z. O quitosana é um polissacarídeo biocompatível natural, cujas propriedades hemostáticas aumentam a capacidade da gaze médica para controlar as hemorragias. O revestimento de quitosana robusto e aplicado uniformemente na gaze permite uma ótima interação sanguínea com o quitosana para controlar a hemorragia de forma eficiente. O quitosana reduz ainda a perda de sangue, ajudando o penso a moldar-se à ferida ao mesmo tempo que fornece uma barreira física para evitar a hemorragia. Este mecanismo de ação favorece a coagulação localizada na gaze para parar a hemorragia de forma rápida e independente da sequência de coagulação. O penso molda-se de imediato às superfícies de feridas com geometrias complexas para permitir o estancamento eficiente de todas as hemorragias.

Principais vantagens

- Proporciona o controlo imediato das hemorragias e a prestação dos melhores cuidados possíveis aos doentes em situações de emergências e de guerra.
- Económica: custo mais baixo do que outras alternativas.
- Hemostase rápida: impede que a exsudação de hemorragias se transforme em hemorragias arteriais graves em minutos.
- Fiável: registo comprovado em situações de guerra e unidades de traumatologia.
- Fácil de utilizar: aplicação e remoção intuitivas.
- Segura: sem agentes de pré-coagulação; funciona independentemente da cascata de coagulação.
- Código do produto: FA0958

Especificações



Tamanho da embalagem: 7,5 cm x 3,70 cm



Peso: 20,5 g