

## ChitoGauze® XR Pro



### Descripción

ChitoGauze® PRO es una gasa impregnada en quitosán y plegada en forma de Z. El quitosán es un polisacárido biocompatible natural y sus propiedades hemoestáticas mejoran la capacidad de la gasa médica de controlar la hemorragia. El robusto recubrimiento de quitosán aplicado de forma uniforme en la gasa permite una interacción óptima entre el quitosán y la sangre para controlar la hemorragia de forma eficaz. Además, el quitosán reduce la pérdida de sangre al ayudar al vendaje a adaptarse a la zona de la herida al tiempo que proporciona una barrera física para evitar el sangrado. Este mecanismo de acción mejora la coagulación localizada en la gasa para detener la hemorragia de forma rápida e independientemente de la cascada de coagulación. El vendaje se adapta fácilmente a las superficies de las heridas con geometrías complejas para permitir una contención eficiente de la hemorragia.

### Ventajas principales

- Controla la hemorragia de inmediato y proporciona la mejor atención al paciente posible en situaciones de emergencia y de combate.
- Rentable: Más barata que otras alternativas.
- Hemostasia rápida: Detiene hemorragias que van desde supuraciones hasta hemorragias arteriales graves, en cuestión de minutos.
- Fiable: Larga experiencia demostrada en situaciones de combate y traumatismos.
- Fácil de usar: Aplicación y retirada intuitiva.
- Segura: No contiene agentes que favorezcan la coagulación. Actúa de forma independiente a la cascada de coagulación.
- Código del producto: FA0958

### Especificaciones



Dimensiones del paquete: 7,5 cm x 3,70 cm



Peso: 20,5