


ChitoGauze® XR Pro



Vue d'ensemble

La ChitoGauze® PRO est une gaze pliée en Z, imprégnée de chitosane. Le chitosane est un polysaccharide biocompatible d'origine naturelle. Grâce à ses propriétés hémostatiques, le chitosane améliore la capacité de contrôle des saignements de la gaze médicale. Solide et appliqué uniformément sur la gaze, le revêtement de chitosane permet une interaction optimale du chitosane avec le sang pour un contrôle efficace des saignements. Le chitosane réduit encore la perte de sang en aidant le pansement à se conformer au site de la plaie tout en fournissant une barrière physique pour empêcher les saignements. Ce mécanisme d'action favorise la coagulation localisée à l'intérieur et sur la gaze pour arrêter le saignement rapidement et indépendamment de la cascade de coagulation. Le pansement s'adapte facilement aux surfaces d'une plaie à géométrie complexe pour permettre une guérison efficace de tous les saignements.

Principales caractéristiques

- Permet de contrôler immédiatement les hémorragies et de prodiguer les meilleurs soins possibles aux patients dans les situations d'urgence et sur terrain militaire.
- Rentabilité : coût inférieur à celui des autres solutions.
- Hémostase rapide : arrête les saignements en quelques minutes, du suintement aux saignements artériels graves.
- Fiable : résultats prouvés sur terrain militaire et en prise en charge des traumatismes.
- Facile à utiliser : application et retrait intuitifs.
- Sécurisée : absence d'agents favorisant la coagulation, fonctionne indépendamment de la cascade de coagulation.
- Code produit : FA0958

Spécifications



Dimensions de l'emballage : 7,5 cm x 3,70 cm



Poids : 20,5 g