

Russell Chest Seal®



Overzicht

De Russell Chest Seal® is een verband op hydrogelbasis met een integrale klep met laag profiel en vier openingen. Het basismateriaal van de borstafdichting is een hydrogelmatrix met een waterhoudende gel gemonteerd op een niet-geweven stof met siliconen gecoate beschermfolie. De Russell Chest Seal® wordt gebruikt om penetrerende borstwonden te bedekken, en het klepmechanisme laat lucht ontsnappen uit de borstholte zonder dat het weer naar binnen wordt gezogen. Dit heeft als doel het samenklappen van de longen dat met dit letsel gepaard gaat, te minimaliseren en het opnieuw vullen van de longen makkelijker te maken. Het apparaat blijft vele uren vastzitten en is ook bij langdurig gebruik (tot 24 uur) comfortabel voor de patiënt.

Belangrijke voordelen

- Makkelijk, snel en intuïtief te plaatsen - elke seconde telt.
- Gepatenteerde hydrogelbasis.
- 4 grote perifere openingen zorgen ervoor dat de afvoer van lucht en bloed mogelijk is.
- Groot centraal gat in basismateriaal zorgt voor een snelle, nauwkeurige plaatsing met verminderd risico op het blokkeren van de wondopening.
- Laag profiel en zeer flexibel.
- Compact: gemakkelijk in medische kit te plaatsen.
- Productcode: IN0680

Specificaties



Afmetingen: 20 cm x 15 cm (Afmetingen pakket: 14 cm x 13 cm)



Gewicht: 20,5 g



Houdbaarheid product: 3 jaar