

## Russell PneumoFix®-8



### Overzicht

De Russell PneumoFix®-8 is een steriele decompressienaald die bestaat uit een naald met veress-punt en een lagedrukventiel, die door een 8 cm lange katheter wordt ingebracht. De veressnaald en het alarmapparaat helpen bij het veilig inbrengen, met een minimaal risico op verwonding van de onderliggende long, terwijl de lagedrukontlastingsklep het vrijgeven van spanningspneumothorax mogelijk maakt met een minimale kans dat er lucht terugstroomt. De Russell PneumoFix®-8 is ontworpen door het beschikbare klinische bewijs te onderzoeken en de tekortkomingen van de bestaande producten en/of methoden aan te pakken. De Russell PneumoFix®-8 bestaat uit een roestvrijstalen naald met veress-punt en een Tecoflex polyurethaankatheter. De katheter bevat bariumsulfaat (20%) waardoor de katheter op röntgenfoto's zichtbaar is.

### Belangrijke voordelen

- Een injectiespuit kan worden bevestigd aan de vrouwelijke Luer-aansluiting van de veress-naald.
- Steriel geleverd.
- Gegradueerde markeringen en met röntgen zichtbare katheter voor diepteregistratie en nauwkeurige lokalisatie in het ziekenhuis.
- Een 14-kaliber katheter zorgt voor een snelle afvoer van lucht in het geval van spanningspneumothorax.
- Productcode: PDF109

### Specificaties



Afmetingen pakker: 22,5 cm x 4,6 cm



Houdbaarheid product: 5 jaar