

Russell PneumoFix®-8



Descrição geral

O Russell PneumoFix®-8 é uma agulha de descompressão estéril, composta por uma agulha de ponta de Veress inserida num cateter de 8 cm com uma válvula de libertação de baixa pressão. A ponta de Veress e o dispositivo indicador ajudam na inserção segura com um risco mínimo de ferir o pulmão subjacente, enquanto a válvula de libertação de baixa pressão permite a libertação do pneumotórax de tensão com o potencial mínimo de reentrada do ar subsequente. O Russell PneumoFix®-8 foi concebido com base na análise das evidências clínicas e na resolução de deficiências dos produtos e/ou métodos atualmente utilizados. O Russell PneumoFix®-8 é composto por uma agulha com ponta de Veress em aço inoxidável com um cateter de poliuretano Tecoflex. O cateter contém sulfato de bário (20%), que permite que o cateter seja visível durante exames de raios X.

Principais vantagens

- Pode ser colocada uma seringa no conector Luer fêmea da agulha de Veress.
- Fornecido estéril.
- Cateter com marcações graduadas e detetável em raios X para o registo em profundidade e a localização precisa no ambiente hospitalar.
- O cateter de calibre 14 permite a ventilação rápida do ar em situações de pneumotórax de tensão.
- Código do produto: PDF109

Especificações



Tamanho da embalagem: 22,50 cm x 4,60 cm



Vida útil do produto: 5 anos