

## Torniquete FullStop®



### Descripción

El FullStop® es un torniquete de gancho y bucle que aplica una presión gradual con cada giro. Al igual que un vendaje compresivo, el FullStop® funciona aumentando la presión circunferencial con cada vuelta consecutiva del material. El material se debe tensar (idealmente hasta el límite de su elasticidad) y, una vez aplicado, permite anotar la hora de aplicación en el extremo del dispositivo.

### Ventajas principales

- Se puede aplicar en 90 segundos.
- Puede permanecer sujeto tanto húmedo como seco.
- Es muy portátil.
- Se puede aplicar a una variedad de tamaños de circunferencia de extremidades.
- Se puede aplicar con una sola mano.
- Pestaña específica para anotar la hora de aplicación.
- Se puede deslizar o fijar a presión en la extremidad.
- Fabricado con un material elástico que se puede autoadherir y se mantiene adherido.
- Disponible en dos colores: amarillo de alta visibilidad y negro táctico.
- Código del producto: PDF181 (alta visibilidad) / PDF180 (negro táctico)

### Especificaciones



Dimensiones: 13 cm x 5,5 cm x 7 cm



Peso: 135 g (140 g empaquetado)



Vida útil del producto: 5 años